

SNAPC1 Rabbit pAb

货号: B18271

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	42kDa
实测分子量	50-55kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,U-87MG,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-368 of human SNAPC 1 (NP_003073.1).
序列	MGTPPGQLQTDCEALLSRFQETDSVRFEDFTELWRNMKFGTIFCGMRMRNLEKNMFTKEALALAWRYFLPPYTFQIRVGALYLYGLYNTQLCQPKQKIRVALKDWDEVLFKQQDLVNAQHFDAAYIFRKLRLDRAFHTAMPKLLSYRMKKKIHRAEVTEEFKDPSDRVMKLITSDVLEEMLNVHDHYQNMKHVISVDKSKPDKALSLIKDDFFDNIKNIVLEHQQWHKDRKNPSLKSKTNDGEEKMEGNSQETERCERAESLAKIKSKAFSVVIQASKSRRHRQVKLDSSSDSDSASGQGQVKATRKKEKKERLKPAGRKMSLRNKGNVQNIHKEDKPLSLSMPVITEEEENESLSGTEFTASKRRKH

靶点信息

研究背景	Part of the SNAPc complex required for the transcription of both RNA polymerase II and III small-nuclear RNA genes. Binds to the proximal sequence element (PSE, a non-TATA-box basal promoter element common to these 2 types of genes. Recruits TBP and BRF2 to the U6 snRNA TATA box.
------	--

基因ID	6617
基因名	SNAPC1
Swiss	Q16533
别名	SNAPC1;PTFgamma;SNAP43

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn