

NIFK Rabbit pAb

货号: B18324

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	34kDa
实测分子量	39kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Chromosome,Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-260 of human NIFK (NP_115766.3).
序列	GIDYDFPSLILQKTESISKTNRQTSTKGQVLRKKKKKVSGLDTPEKTVDSQGPTPVCTPTFLERRKSQVAELNDDDKDDE

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that interacts with the forkhead-associated domain of the Ki-67 antigen. The encoded protein may bind RNA and may play a role in mitosis and cell cycle progression. Multiple pseudo genes exist on chromosomes 5, 10, 12, 15, and 19.
基因ID	84365
基因名	NIFK

Swiss	Q9BYG3
别名	NIFK;MKI67IP;Nopp34

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn