

SDSL Rabbit pAb

货号: B18338

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	34kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Mouse heart,Mouse kidney,Mouse pancreas
细胞定位	cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-137 of human SDSL (NP_612441.1).
序列	MDGPVAEHAKQEPFHVVTPLLESWALSQVAGMPVFLKCENVQPSGSFKIRGIGHFCQEMAKKGCRHLVCSSGGNAGIAA AYAARKLGIPATIVLPESTSLQVVQRLQGEAEVQLTGKVVDEANLRAQELAKRDGWE

靶点信息

研究背景	Has low serine dehydratase and threonine dehydratase activity.
基因ID	113675
基因名	SDSL

Swiss	Q96GA7
别名	SDSL;SDH 2;SDS-RS1;TDH;cSDH;SDH2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn