

FLYWCH2 Rabbit pAb

货号: B18340

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	14kDa
实测分子量	15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,293T
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 51-140 of human FLYWCH2 (NP_612448.1).
序列	STKVAGAKRKGVHCVMSLGVPGPATLAKALLQTHPEAQRAIEAAPQEPEQKRSRQDPGTDRTEDSGLAAGPPEAAGENFAPCSVAPGKSL

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity.
基因ID	114984
基因名	FLYWCH2

Swiss	Q96CP2
别名	FLYWCH2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn