

DNAJC24 Rabbit pAb

货号: B18344

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	9kDa/17kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse brain
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2-149 of human DNAJC24 (NP_859057.4).
序列	MAVEQMPKKDWYSILGADPSANISDLKQKYQKLILMYHPDKQSTDVPAGTVEECVQKFIEIDQAWKILGNEETKREYDLQRCEDDLRNVGPVDAQVYLEEMSWNEGDHSFYLSRCRCGGKYSVSKDEAEVSLISCDTCSLIIELLHYN

靶点信息

研究背景	
基因ID	120526
基因名	DNAJC24

Swiss	Q6P3W2
别名	DNAJC24;DPH4;JJJ3;ZCSL3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn