

TRAPPC6B Rabbit pAb

货号: B18345

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	14kDa/17kDa
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse kidney,Rat lung,Rat testis
细胞定位	Endoplasmic reticulum,Golgi apparatus,cis-Golgi network
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human TRAPPC 6B (NP_803235.1).
序列	MADEALFLLLNEMVSGVYKSAEQGEVENGRCITKLENMGFRVGQGLIERFTKDTARFKDELDIMKFICKDFWTTVFKKQIDNLRTNHQYLAFTCGLIRGGLSNLGIKSIVTAEVSSMPACKFQVMIQKL

靶点信息

研究背景	
基因ID	122553
基因名	TRAPPC6B

Swiss	Q86SZ2
别名	TRAPPC6B;TPC6

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn