

ZNF502 Rabbit pAb

货号: B18349

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	62kDa
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human ZNF502 (NP_149987.2).
序列	MLNMQGAEERDIRRETCPGWVNKNKPALEQDVCKIDSSGIVVKRFQEDEYQDSTFEEKYACEGMKENS PREIAESCLFQEGGFG RITFIHKEAPPEIISQGYNFEKSLLLTSSLVTRLRVSTEE SLHQWETSNIQTNDISDQSKCPTLCT

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	91392
基因名	ZNF502

Swiss	Q8TBZ5
别名	ZNF502

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn