

WDR82 Rabbit pAb

货号: B18372

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse thymus,Mouse brain,Mouse heart,Mouse kidney,Rat lung
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 174-313 of human WDR82 (NP_079498.2).
序列	YDLRSFDKGPFA ¹⁷⁴ TFKMQYDRTCEWTGLKFSNDGKLILISTNGSFIRLIDAFKGVVMHTFGGYANSKAVTLEASFTPDSQFI MIGSEDGKIHVWNGESGIKVAVLDGKHTGPITCLQFNPKFMTFASACSNMAFWLPTIDD

靶点信息

研究背景	
基因ID	80335
基因名	WDR82

Swiss	Q6UXN9
别名	WDR82;MST107;MSTP107;PRO2730;PRO34047;SWD2;TMEM113;WDR82A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn