

MIS12 Rabbit pAb

货号: B18380

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	24kDa
实测分子量	24kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,LO2
细胞定位	Chromosome,Nucleus,centromere,kinetochore
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-205 of human MIS12 (NP_076944.1).
序列	MSVDPMTYEAQFFGFTPQTCMLRIYIAFQDYLFVEMQAVEQVILKKLDGIPDCDISPVQIRKCTEKFLCFMKGHFDNLFSKM EQLFLQLILRIPSNILLPEDKCKETPYSEEDFQHLQKEIEQLQEYKTELCTKQALLAELEEQKIVQAKLKQTLTFFDELHNVGR DHGTSDFRESLVSLVQNSRKLQNIRDNVEKESKRLKIS

靶点信息

研究背景	Part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and for k inetochore formation during mitosis. Essential for proper kinetochore microtubule attachments.
基因ID	79003

基因名	MIS12
Swiss	Q9H081
别名	MIS12;2510025F08Rik;KNTC2AP;MTW1;hMis12

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn