

# NOC4L Rabbit pAb

货号: B18381

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human                                                                                                |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:200 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 58kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 65kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | U-251MG,OVCAR-3,Jurkat                                                                               |
| 细胞定位  | Multi-pass membrane protein,Nucleus,Nucleus membrane,nucleolus                                       |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human NOC4L (NP_076983.1).                                                                                                                                                               |
| 序列   | MEREPGAAGVRRALGRRLEAVLASRSEANAVFDILAVLQSEDQEEIQEAVRTCSRLFGALLERGELFVGQLPSEEMVMTGS<br>QGATRKYKVWMRHRYHSCCNRLGELLGHPSFQVKELALSALLKFVQLEGAPLEKSKWEGNYLFPRELFKLVVGGLLSPE<br>EDQSLLLSQFREYLDYDDTRYHTMQAAVDAVARVTGQHPEVPPAFWNNAFTLTSAVSLPRREPTVSSFYVKRAELWDTW<br>KVAHLKEHRRVFQAMWLSFL |

靶点信息

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Enables RNA binding activity. Predicted to be involved in rRNA processing. Located in nucleolus and nucleoplasm. |
| 基因ID | 79050                                                                                                            |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 基因名   | NOC4L                  |
| Swiss | Q9BVI4                 |
| 别名    | NOC4L;NET49;NOC4;UTP19 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)