

LRRC4C Rabbit pAb

货号: B18385

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	71kDa
实测分子量	72kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat eye
细胞定位	Cell junction,Single-pass type I membrane protein,postsynaptic cell membrane,synapse
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-520 of human LRRC 4C (NP_065980.1).
序列	PFSYFSTVTVETMEPSQDEARTTDNNVGPTPVVDWETTNTTSLTPQSTRSTEKFTFTIPVTDINSGIPGID

靶点信息

研究背景	
基因ID	57689
基因名	LRRC4C
Swiss	Q9HCJ2

别名	LRRC4C;NGL-1;NGL1
----	-------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn