

AVPI1 Rabbit pAb

货号: B18390

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	16kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,Mouse thymus,Rat brain
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human AVPI1 (NP_068378.2).
序列	MGTPASVVSEPPPWQAPIEARGRKQASANIFQDAELLQIQALFQRSGDQLAEERAQIIWECAGDHRVAEALKRLRRKRPPR QKPLGHSLLHCSRLRILEPHSALANPQSATETASSEQYLHSRKKSARIRRNWRKSGPTSYLHQIRH

靶点信息

研究背景	May be involved in MAP kinase activation, epithelial sodium channel (ENaC down-regulation and cell cycli ng.
基因ID	60370
基因名	AVPI1

Swiss	Q5T686
别名	AVPI1;PP5395;VIP32;VIT32

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn