

COQ9 Rabbit pAb

货号: B18398

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	14kDa/35kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,A431,HeLa,LO2
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-318 of human COQ9 (NP_064708.1).
序列	MAAAAVSGALGRAGWRLQLRCLPVARCRQALVPRAFHASAVGLRSSDEQKQPPNSFSQQHSETQGAEKPDPESSHS PPRYTDQGGEEEEDEYEEQLQHRILTAALEFVPAHGWTAEIAEGAQSLGLSSAAASMFVKDGSSELILHFVTQCNTRLTR VLEEEQKLVQLGQAEKRKTDQFLRDAVETRLRMLIPYIEHWPRALSILMLPHNIPSSLSLLTSMVDDMWHYAGDQSTDFN WYTRRAMLAAIYNTTELVMQDSSPDFEDTWRFLNVRVNDAMNMGHTAKQVKSTGEALVQGLMGAAVTLKNLTGLNQ RR

靶点信息

研究背景	This locus represents a mitochondrial ubiquinone biosynthesis gene. The encoded protein is likely necessary for biosynthesis of coenzyme Q10, as mutations at this locus have been associated with autosomal-recessive neonatal-onset primary coenzyme Q10 deficiency.
------	--

基因ID	57017
基因名	COQ9
Swiss	O75208
别名	COQ9;C16orf49;COQ10D5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn