

PCNP Rabbit pAb

货号: B18400

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	6kDa/13kDa/18kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-178 of human PCNP (NP_065090.1).
序列	MADGKAGDEKPEKSQRAGAAGGPEEEEAEKPVKTKTVSSSNGGESSRSAEKRSAAAAADLPTKPTKISKFGFAIGSQTT KKASAIISIKLGSSKPKETVPTLAPKTLVAAAFNEDEDESEPEEMPPEAKMRMKNIGRDTPTSAGPNSFNKGKHGFSDNQKL WERNIKSHLGNVHDQDN

靶点信息

研究背景	May be involved in cell cycle regulation.
基因ID	57092
基因名	PCNP

Swiss	Q8WW12
别名	PCNP

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn