

TMEM55A Rabbit pAb

货号: **B18407**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	28kDa
实测分子量	28kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver
细胞定位	Late endosome membrane,Lysosome membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-195 of human TME M55A (NP_061180.1).
序列	VMLISEEQPAQPALPIQPEGTRVVCGHCGNTFLWMELRFNTLAKCPHCKKISSVGSALPRRRCCAY

靶点信息

研究背景	
基因ID	55529
基因名	TMEM55A
Swiss	Q8N4L2

别名	TMEM55A
----	---------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn