

SYNJ2BP Rabbit pAb

货号: B18411

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	15kDa
实测分子量	15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	OVCAR3,Mouse small intestine,Rat liver
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human SYNJ2B P (NP_060843.2).
序列	MNGRVDYLVTEEEINLTRGPSGLGFNIVGGTDQQYVSNDSGIYVSRIKENGAAALDGRLQEGDKILSVNGQDLKNLLHQD AVDLFRNAGYAVSLRVQHRLQVQNGPIGHRGEGDPSGIPFIMVLVPVFALTMVAAWAFMRYRQQL

靶点信息

研究背景	Regulates endocytosis of activin type 2 receptor kinases through the Ral/RALBP1-dependent pathway and may be involved in suppression of activin-induced signal transduction.
基因ID	55333
基因名	SYNJ2BP

Swiss	P57105
别名	SYNJ2BP;ARIP2;OMP25

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn