

GTPBP2 Rabbit pAb

货号: B18422

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	26kDa/56kDa/64kDa/65kDa
实测分子量	66kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A431,Mouse thymus
细胞定位	extracellular region
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human GTPBP2 (NP_061969.3).
序列	MDSRVSELFGGCCRPGGGPAVGGTLKARGAGSSSGCGPGKGGKKNGRNRGGKANNPPYLPPEAEDGNIEYKLKLVNPS QYRFEHLVTQMKWRLQEGRGEAVYQIGVEDNGLLVGLAEEEMRASLKLHRMAEKVGADITVLREREVDYDSDMPRKITE VLVRKVPDNQQFLDLRVAVLGNVDSGKSTLLGVLTQGELDNGRGRARLNLFRHLHEIQSGRTSSISFEILGFNSKGEVVNY SDSRTAEEICE

靶点信息

研究背景	
基因ID	54676
基因名	GTPBP2

Swiss	Q9BX10
别名	GTPBP2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn