

SLC44A1 Rabbit pAb

货号: B18453

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	73kDa
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-549,LO2,mouse liver,mouse brain,mouse kidney,rat liver
细胞定位	Cell membrane,Mitochondrion outer membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 55-210 of human SLC44 A1 (NP_536856.2).
序列	AARLVSGYDSYGNICGQKNTKLEAIPNSGMDHTQRKYVFFLDPCNLDLINRKIKSVALCVAACPRQELKTLSDVQKFAEING SALCSYNLKPSEYTTSPKSSVLCPKLPVPASAPIFFHRCAPVNISCYAKFAEALITFVSDNSVLHRLISGVMT

靶点信息

研究背景	Choline transporter. Involved in membrane synthesis and myelin production.
基因ID	23446
基因名	SLC44A1

Swiss	Q8WWI5
别名	SLC44A1;CD92;CDW92;CHTL1;CTL1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn