

SLC25A44 Rabbit pAb

货号: B18477

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,A-431,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion inner membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-190 of human SLC25 A44 (NP_055470.1).
序列	YVTTYELTRKFVADYSQSN TVKSLVAGGSASLVAQSITVPIDVVSQHLMMQRKGEKMGRFQVRGNPEGQG VVAFGQTK DIIRQILQADGLRGFYRGYVASL

靶点信息

研究背景	SLC25A44 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins (Haitina et al., 2006 [PubMed 169 49250]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
基因ID	9673
基因名	SLC25A44

Swiss	Q96H78
别名	SLC25A44

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn