

MTMR4 Rabbit pAb

货号: B18493

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	133kDa
实测分子量	133kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,Mouse brain,Mouse liver
细胞定位	Cytoplasm,Membrane,Peripheral membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 920-1195 of human MTMR4 (NP_004678.3).
序列	GEATPRRLLSYGCCSKRPNSKQMRATGPCFGGQWAQREGVKSPVCSSHSNGHCTGPGGKNQMWLSSHPKQVSSTKP VPLNCPSPVPPLYLDDDGLPFPTDVIQHRLRQIEAGYKQEVEQLRRQVRELQMRDLIRHCCAPPAEPPMDYEDDFTCLKES DGSDDTEFGSDHSEDCLSEASWEPVDKKETEVTRWVPDHMASHCYNCDCEFWLAKRRHHCRNCGNVFCAGCCHLKLP IPDQQLYDPVLVCNSCYEHIQVSRARELMSQQLKKPIATASS

靶点信息

研究背景	Dephosphorylates proteins phosphorylated on Ser, Thr, and Tyr residues and low molecular weight phosphatase substrate para-nitrophenylphosphate. Phosphorylates phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3).
------	--

基因ID	9110
基因名	MTMR4
Swiss	Q9NYA4
别名	MTMR4;FYVE-DSP2;ZFYVE11

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn