

# ZSCAN21 Rabbit pAb

货号: B18501

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:200 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 53kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 54kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | MCF7,293T,Mouse brain,Mouse heart,Rat brain,Rat heart                                                |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-280 of human ZSCAN21 (NP_666019.1).                                       |
| 序列   | PGHQVSTPPNEQKPVWEKISSSGTAKESPSSMQPQPLETSHKYESWGPLYIQESGEEQEFAQDPRKVRDCRLSTQHEES<br>ADEQKGSEAEGKGDIIISVIIANKPEASLERQCVNLENEKGTKPPLQEAGSKKGRESVPTKPTPGERRYICA |

靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Strong transcriptional activator (By similarity. Plays an important role in spermatogenesis; essential for the progression of meiotic prophase I in spermatocytes (By similarity). |
| 基因ID | 7589                                                                                                                                                                               |
| 基因名  | ZSCAN21                                                                                                                                                                            |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Swiss | Q9Y5A6                         |
| 别名    | ZSCAN21;NY-REN-21;ZNF38;Zipro1 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)