

ZNF23 Rabbit pAb

货号: B18507

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	67kDa/73kDa
实测分子量	73kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,HeLa,SKOV3,Mouse lung
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human ZNF23 (NP_666016.1).
序列	MLENYGNVASLGFLLKPAVISQLEGGSELGGSSPLAAGTGLQGLQTDIQTNDLTKEMYEGKENVSFELQRDFSQETDF SEASLLEKQQEVHSAGNIKKEKSNTIDGTVKDETSPEECFFSQSSNSYQCHTITGEQPSGCTGLGKSISFDTKLVKHEIIN SEERPFKCEELVEPFRCDSQLIQHQENNTEEKPYQCSECGKAFSINEKLIWHQRLHSG

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation. May have a role in embryonic development.
基因ID	7571
基因名	ZNF23

Swiss	P17027
别名	ZNF23;KOX16;ZNF359;ZNF612;Zfp612

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn