

SYT5 Rabbit pAb

货号: B18510

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	42kDa
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney
细胞定位	Cytoplasmic vesicle,Recycling endosome membrane,Single-pass membrane protein,secretory vesicle,synaptic vesicle membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human SYT5 (NP_003171.2).
序列	MFPEPPTPGPPSPDTPPDSSRISHGPVPPWALATIVLVSGLLIFSCCFCLYRKSCRRRTGKKSQAQAVHLQEVKGLGQSYIDKVQPEVEELEPAPSGPGQQVADKHELG

靶点信息

研究背景	
基因ID	6861
基因名	SYT5

Swiss	O00445
别名	SYT5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn