

TCTA Rabbit pAb

货号: B18511

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	11kDa
实测分子量	11kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,MCF7,SGC-7901
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-103 of human TCTA (NP_071503.1).
序列	MAESWSGQALQALPATVLGALGSEFLREWEAQDMRVTLFKLLLLWLVLSELLGIQLAWGFYGNVTVTGLYHRPGLGGQNGS TPDGSTHFPSEMAANEPLKTHRE

靶点信息

研究背景	May be required for cellular fusion during osteoclastogenesis.
基因ID	6988
基因名	TCTA

Swiss	P57738
别名	TCTA

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn