

PCYT2 Rabbit pAb

货号: B18522

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	35kDa/40kDa/43kDa/45kDa
实测分子量	44kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,HepG2,293T,Mouse brain,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-389 of human PCYT2 (NP_002852.1).
序列	MIRNGRGAAGGAEQPGPGRRRAVRVWCDGICYDMVHYGHSNQLRQARAMGDYLIVGVHTDEEIAKHKGPPVFTQEERY KMOVQAIKWVDEVVPAAPYVTTLETLDKYNCDFCVHGNDITLTVDGRTDYEYEVKQAGRYRECKRTQGVSTTDLVGRMLLV T KAHHSSQEMSSEYREYADSFQKCPGGRNPWTGVSQFLQTSQKIIQFASGKEPQPGETVIYVAGAFDLFHIGHVDFLEK VH RLAERPYYIAGLHFDQEVNHYKGKNYPIMNLHERTLVSLACRYVSEVIGAPYAVTAELLSHFKVDLVCHGKTEIIPDRD GSD PYQEPKRRGIFRQIDSGSNLTDLIVQRIITNRLEYEARNQKKEAKELAFLEAARQQAQPLGERDGD

靶点信息

研究背景	This gene encodes an enzyme that catalyzes the formation of CDP-ethanolamine from CTP and phosphoethanolamine in the Kennedy pathway of phospholipid synthesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	---

基因ID	5833
基因名	PCYT2
Swiss	Q99447
别名	PCYT2;ET

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn