

GALK1 Rabbit pAb

货号: B18542

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	42kDa/45kDa
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,HepG2,HeLa,MCF7,Mouse heart,Mouse brain,Mouse lung
细胞定位	cytoplasm,cytosol,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human GALK1 (NP_000145.1).
序列	MAALRQPQVAELLAEARRAFREFGAEPELAVSAPGRVNLIGEHTDYNQGLVLPMALELMTVLVGSPRKDGLVSLTTSEG ADEPQRLQFPLPTAQRSLEPGTPRWANYVKGVIQYYPAA

靶点信息

研究背景	Galactokinase is a major enzyme for the metabolism of galactose and its deficiency causes congenital cat aracts during infancy and presenile cataracts in the adult population.
基因ID	2584
基因名	GALK1

Swiss	P51570
别名	GALK1;GALK;GK1;HEL-S-19

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn