

RNF180 Rabbit pAb

货号: B18568

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	11kDa/47kDa/68kDa
实测分子量	65kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,mouse brain,mouse testis,rat brain
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Nucleus envelope,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-416 of human RNF180 (NP_848627.1).
序列	MKRSKELITKNHSQEETSILRCWKCRKCIASSGCFMEYLENQVIKDKDDSVDAQNICHVWHMNVEALPEWISCLIQKAQW TVGKLNCPCGARLGGFNFVSTPKSCGQLAAVHLSKSRTDYQPTQAGRLMRPSVKYLSHPRVQSGCDKEALLTGGGSE NRNHRLLNMARNNNNDPGRLTEALCLEVRPTYFEMKNEKLLSKASEPKYQLFVPQLVTGRCATRAFHRSLSLDLNISEKLTL LPTLYEIHSKTTAYSRLNETQPIDL SGLPLQSSKNSYSFQNPSSFDP SMLLQRF SVAPHETQTQRGGEFQCGLEAASVYSD HTNTNNL TFLMDLP SAGRSMPEASDQEEHLSPLDFLHSANFSLGSINQRLNKRERSKLNLRKQRRRERWLQKQGKYS GVGLLDH MVSIIYLLI

靶点信息

研究背景	E3 ubiquitin-protein ligase which promotes polyubiquitination and degradation by the proteasome pathway of ZIC2.
------	--

基因ID	285671
基因名	RNF180
Swiss	Q86T96
别名	RNF180;RINES

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn