

FGD5 Rabbit pAb

货号: B18580

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	61kDa/159kDa
实测分子量	178kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	Cell projection,Cytoplasm,Early endosome,Endoplasmic reticulum,Golgi apparatus,cytoskeleton,ruffle membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1000-1200 of human FGD5 (NP_689749.3).
序列	YLGLLSENCLHSPRLAAAVREFEQSVQGGSQTAKHRLLRVVQRLFQYQVLLTDYLNNNLCPDSA EYDNTQGALSLISKVTDRANDSMEQGENLQKLVHIEHSVRGQGDLLQPGREFLKEGTLMKVTGKNRRPRHLFLMNDVLLYTYPQKDGKYRLKNTLAVANMKVSRPVM EKVPYALKIETSESCLMLSASSCAERDEWYG

靶点信息

研究背景	
基因ID	152273
基因名	FGD5

Swiss	Q6ZNL6
别名	FGD5;ZFYVE23;FYVE

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn