

MGRN1 Rabbit pAb

货号: B18603

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	60kDa
实测分子量	70KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat heart
细胞定位	cytoplasm,cytosol,early endosome,endoplasmic reticulum,extracellular exosome,nucleus,plasma membr ane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-538 of human MGRN1 (O60291).
序列	MGSILSRRIAGVEDIDIQANSAYRYPKSGNYFASHFFMGGEKFDTPHPEGYLFGENMDLNLGSRPVQFPYVTPAPHEPV KTLRSLVNIRKDSLRLVRYKDDADSPTEGDGKPRVLYSLEFTFDADARVAITIYCQASEEFLNGRAVYSPKSPSLQSETVHY KRGVSQQFSLPSFKIDFSEWKDDELNFDLDRGVFPVVIQAVVDEGDVVEVTGHAHVLLAAFEKHMDGSFSVKPLKQKQI VDRVSYLLQEIYGIENKNNQETKPSDDENS DNSNECVVCLSDLRDTLILPCRHLCLCTSCADTLRYQANNCPICRLPFRALLQ IRAVRKKPGALSPVSFSPVLAQSLEHDEHSCPFKSKPHPASLASKKPKRETNDSVPPGYEPISLLEALNGLRAVSPAIPSA PLYEEITYSGISDGLSQASCPLAAIDHILDSSRQKGRPQSKAPDSTLRSPSSIHEEDEEKLSEDVDAPPPLGGAELALRESS SPESFITEEVDESSSPQOGTRAASIENVLQDSSPEHCGRGPPADIYL

靶点信息

研究背景	Mahogunin (MGRN1) is a C3HC4 RING-containing protein with E3 ubiquitin ligase activity in vitro.
------	--

基因ID	23295
基因名	MGRN1
Swiss	O60291
别名	RNF156

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn