

GMDS Rabbit pAb

货号: B18659

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	39kDa/41kDa
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	cytoplasm,cytosol,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GMDS (NP_001491.1).
序列	MAHAPARCPSARGSGDGEMGKPRNVALITGITGDGSYLAEFLLKGYEVHGIVRRSSSFNTGRIEHLYKNPQAHIEGNM KLHYGDLTDSTCLVKIINEV

靶点信息

研究背景	
基因ID	2762
基因名	GMDS

Swiss	O60547
别名	GMDS;GMD;SDR3E1;GDP-mannose 4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn