

ORMDL3 Rabbit pAb

货号: B18703

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	15kDa/17kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse eye,Mouse thymus,Mouse liver
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ORMDL3 (NP_64480 9.1).
序列	MNVGTAHSEVNPNTRVMNSRGIWLSYVLAIGLLHIVLLSIPFVSVPVVWTLTNLIHNMGMYIFLHTVKGTPFETPDQGKARL LTHWEQMDYGVQFTASRK

靶点信息

研究背景	Negative regulator of sphingolipid synthesis. May indirectly regulate endoplasmic reticulum-mediated Ca(+2 signaling.
基因ID	94103
基因名	ORMDL3

Swiss	Q8N138
别名	ORMDL3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn