

GLB1L3 Rabbit pAb

货号: B18704

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa/74kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,Mouse testis,Mouse brain,Mouse lung,Rat testis,Rat brain
细胞定位	lysosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-290 of human GLB1L3 (NP_001073876.2).
序列	QDPRLLLRRTTNKSFIEAVEKYFDHLIPRVIPLQYRQAGPVIAVQVENEYGSFNKDKTYMPYLHKALLRRGIVELLTSDGEKHVLSGHTKGVLAAILNLQKLHQDTFNQLHK

靶点信息

研究背景	Predicted to enable beta-galactosidase activity. Predicted to be involved in carbohydrate metabolic processes. Predicted to be active in vacuole.
基因ID	112937
基因名	GLB1L3

Swiss	Q8NCI6
别名	GLB1L3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn