

EFHD2 Rabbit pAb

货号: B18723

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	26kDa
实测分子量	27kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung
细胞定位	Membrane raft
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-78 of human EFHD2 (NP_077305.2).
序列	MATDELATKLSRRLQMEGEGGGETPEQPGLNGAAAAAAGAPDEAAEALGSADCELSAKLLRRADLNQGIGEPQSPSRR

靶点信息

研究背景	May regulate B-cell receptor (BCR-induced immature and primary B-cell apoptosis. Plays a role as negative regulator of the canonical NF-kappa-B-activating branch. Controls spontaneous apoptosis through the regulation of BCL2L1 abundance.
基因ID	79180
基因名	EFHD2

Swiss	Q96C19
别名	EFHD2;SWS1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn