

KLHL8 Rabbit pAb

货号: B18728

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	60kDa/68kDa
实测分子量	69kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,Mouse brain,Mouse kidney,Rat thymus
细胞定位	nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 271-620 of human KLHL8 (NP_065854.3).
序列	AKEQIVKQNLKCRDLLDEARNYHLHLSSRAVPDFEYSIRTTTPRKHTAGVLFVCVGGRGSGDPFRSIECYSINKNSWFFGPEMNSRRRHVGVISVEGKVYAVGGHDGNEHLGSMEMFDPLTNKWMMKASMNTKRRGIALASLGGPIYAIGGLDDNTCFNDVERYDIESDQWSTVAPMNTPRGGVGSAVLNVHVVAVGGNDGMASLSSVERYDPHLDKWIEVKEMGQRRAGNGVSKLHGCLYVVGGFDDNSPLSSVERYDPRSNKWDYVAALTTPRGGVGIA TVMGKIFAVGGHNGNAYLNTVEAFDPVLNRWELVGSVSHCRAGAGVAVCSCLTSQIRDVGHGSSNNVDCM

靶点信息

研究背景	Substrate-specific adapter of a BCR (BTB-CUL3-RBX1 E3 ubiquitin ligase complex required for The BCR(KLHL8 ubiquitin ligase complex mediates ubiquitination and degradation of RAPSN.
------	--

基因ID	57563
基因名	KLHL8
Swiss	Q9P2G9
别名	KLHL8

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn