

FBXO10 Rabbit pAb

货号: B18755

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	52kDa/105kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human FBXO10 (NP_036298.2).
序列	MEAGGLPELWRMILAYLHLPDLGRCSLVCRAWYELILSLDSTRWRQLCLGCTECRHPNWPNQPDVEPESWREAFKQHYLASKTWTKNALDLESSICFSLFRRRRERRRLSVGPGREFDSLGSALAMASLYDRIVLFPGVYEEQGEIILKVPVEIVGQGLGEVALLASIDQHCSTTRLC

靶点信息

研究背景	
基因ID	26267
基因名	FBXO10

Swiss	Q9UK96
别名	FBXO10;FBX10;PRMT11

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn