

# FAM127A Rabbit pAb

货号: B18781

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Mouse,Rat                                                                                            |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 |                                                                                                      |
| 实测分子量 | 15kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | Mouse brain,Rat brain                                                                                |
| 细胞定位  | Cell membrane,Lipid-anchor                                                                           |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-113 of human FAM127A (NP_001071639.1). |
| 序列   | MDGRVQLIKALLALPIRPATRRWRNPIPFPETFDGDTDLPEFIVQTGSYMFVDENTFSSDALKVTFLITRLTGPALQWVIPYIKKESPLLNDYRGFLAEMKRVFGWEEDEDF       |

靶点信息

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 研究背景 | Predicted to be located in plasma membrane. |
| 基因ID | 8933                                        |
| 基因名  | RTL8C                                       |

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| Swiss | A6ZKI3                                           |
| 别名    | RTL8C;CXX1;FAM127A;MAR8C;MART8C;Mar8;Mart8;SIRH5 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)