

CORO1B Rabbit pAb

货号: B18886

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	54kDa
实测分子量	54kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 380-489 of human COR O1B (NP_065174.1).
序列	VSGRDADPILISLREAYVPSKQRDLKISRRNVLSDSRPAMAPGSSHLGAPASTTTAADATPSGSLARAGEAGKLEEVMQELRALRALVKEQGDRICRLEEQLGRMENGDA

靶点信息

研究背景	
基因ID	57175
基因名	CORO1B

Swiss	Q9BR76
别名	CORO1B;CORONIN-2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn