

KLHL1 Rabbit pAb

货号: B18887

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	82kDa
实测分子量	83kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human KLHL1 (NP_065917.1).
序列	MSGSGRKDFDVKHILRLRWKLFSHSPSTGGPAGGGCLQQDGSFSFEHWGPSQSRLKSKQERSGVSTFWKKPSSSSSSSSSPSSSSSSFNPLNGTLLPVATRLQQGAPGQGTQQPARTLFYVESLEEEVVPGMDFPGPHEKGLVLQELKVEPDNSSQATGEGCGHRLSSTGHSMTPQSDLDSSSSEEFYQAVHHAEQTRKME SYLKQQQ

靶点信息

研究背景	
基因ID	57626
基因名	KLHL1

Swiss	Q9NR64
别名	KLHL1;MRP2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn