

GAST Rabbit pAb

货号: B18899

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	11kDa
实测分子量	11kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse stomach
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GAST (NP_000796.1).
序列	MQRLCVYVLIFALALAAFSEASWKPRSQQPDAPLGTGANRDLELPWLEQQGPASHHRRQLGPQGPPHLVADPSKKQGPWLEEEEEAYGWMDFGRRSAEDE

靶点信息

研究背景	Gastrin is a hormone whose main function is to stimulate secretion of hydrochloric acid by the gastric mu cosa, which results in gastrin formation inhibition. This hormone also acts as a mitogenic factor for gastroi ntestinal epithelial cells. Gastrin has two biologically active peptide forms, G34 and G17.
基因ID	2520

基因名	GAST
Swiss	P01350
别名	GAST;GAS;gastrin

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn