

POMGNT2 Rabbit pAb

货号: B18924

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	66kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,293T,BxPC-3,A-549,Mouse ovary,Mouse brain,Mouse pancreas,Rat brain
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-340 of human POM GNT2 (NP_116195.2).
序列	NPDNLMHVFHDDLPLFYTLRQFPGLAHEARLFFMEGWGEGAHFDLYKLLSPKQPLLRAQLKTLGRLLCFSHAFVGLSKIT TWYQYGFVQPQGPKANILVSGNEIRQFARFMTEKLNVSHTGVPLGEEYILVFSRTQNRLLILNEAELLALAQEFQMKTVTVS LEDHTFADVRLVSNASM

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein with glycosyltransferase activity although its function is not currently known.
基因ID	84892
基因名	POMGNT2

Swiss	Q8NAT1
别名	POMGNT2;AGO61;C3orf39;GTDC2;MDDGA8

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn