

C7orf50 Rabbit pAb

货号: B18938

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100
理论分子量	22kDa
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-194 of human C7orf50 (NP_115726.1).
序列	MAKQKRKVPEVTEKKNKKLKKASAEGPLLGPAAAPSGEGAGSKGEAVLRPGLDAEPELSPEEQRVLERKLKKERKKEERQRLREAGLVAQHPPARRSGAELALDYLCRWAQKHKNWRFQKTRQTWLLHMYDSDKVPDEHFSTLLAYLEGLQGRARELTVQKAEALMRELDEEGSDPPLPGRAQRIRQVLQLLS

靶点信息

研究背景	C7orf50 (chromosome 7 open reading frame 50) is a protein-coding gene.
基因ID	84310
基因名	C7orf50

Swiss	Q9BRJ6
别名	C7orf50;YCR016W

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn