

PTRH1 Rabbit pAb

货号: B18951

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	22kDa
实测分子量	23kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-214 of human PTRH1 (NP_001002913.1).
序列	MRPGGFLGAGQRLSRAMSRCVLEPRPPGKRWMVAGLGNPGLPGTRHSVGMAVLGQLARRLGVAESWTRDRHCAADLA LAPLGDAQLVLLRPRRLMNANGRSVARAAELFGLTAEVYLVHDELDKPLGRLALKLGGSARGHNGVRSCISCLNSNAMP RLRVGIGRPAHPEAVQAHVLGCFSPAEQELLPLLLDRATDLILDHIRERSQGPSLGP

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity.
基因ID	138428
基因名	PTRH1

Swiss	Q86Y79
别名	PTRH1;C9orf115;PTH1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn