

CCDC59 Rabbit pAb

货号: B18964

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	28kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Mouse kidney,Rat testis
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-241 of human CCDC59 (NP_054886.2).
序列	MAPVRRSAKWRPGGIEARGEGVSTVGYRNKNVRQKTWRPNHPQAFVGSVREGQGFAFRRKLKIQQSYKKLLRKEKKAQTSLESQFTDRYPDNLKHLYLAEERHRKQARKVDHPLSEQVHQPLLEEQCSIDEPLFEDQCSFDQPQPEEQCIKTVNSFTIPKKNKKKTSNQKAQEEYEIQAKRAAKKQEFERRKQEREEAQRQYKKKKMEVFKILNKKTKKGQPNLNVQMEYLLQKIQEKC

靶点信息

研究背景	Component of the transcription complexes of the pulmonary surfactant-associated protein-B (SFTPB and -C (SFTPC. Enhances homeobox protein Nkx-2.1-activated SFTPB and SFTPC promoter activities.
------	--

基因ID	29080
基因名	CCDC59
Swiss	Q9P031
别名	CCDC59;BR22;HSPC128;TAP26

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn