

RRP36 Rabbit pAb

货号: B18991

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	29kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,293T,BxPC-3,HeLa
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-259 of human RRP36 (NP_149103.1).
序列	MPGANYRAGAGAGAGARRPRGARDREEDGGGLEPAAVARDLLRGTSNMSFEELLELSQVGTkTYKQLVAGNSPKKQA SRPPIQNACVADKHRPLEMSAKIRVPFLRQVVPISKKVARDPRFDDLSGEYNPEVFDKTYQFLNDIRAKEKELVKKQLKKHL SGEEHEKLQLLQRMEQQEMAQQERKQQQELHLALKQERRAQAQQGHRPYFLKKSEQRQLALAEKFELKRSKKLENFL SRKRRRNAGKDRRHPLSKE

靶点信息

研究背景	
基因ID	88745
基因名	RRP36

Swiss	Q96EU6
别名	RRP36;C6orf153;dj20C7.4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn