

LPCAT4 Rabbit pAb

货号: B18996

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	57kDa
实测分子量	57kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,HeLa,HepG2,Mouse brain,Mouse testis
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 345-524 of human LPCAT4 (NP_705841.2).
序列	AGAEPGRSRMISQEEFARQLQLSDPQTVAGAFGYFQQDTKGLVDFRDVALALAALDGGRSLEELTRLAFELFAEEQAEGP NRLLYKDGFFSTILHLLLGSPHPAATALHAELCQAGSSQGLSLCQFQNFSLHDPLYGKLFSTYLRPPHTSRGTSQTPNASSP GNPTALANGTVQAPKQKGD

靶点信息

研究背景	
基因ID	254531
基因名	LPCAT4

Swiss	Q643R3
别名	LPCAT4;AGPAT7;AYTL3;LPAAT-eta;LPEAT2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn