

BTN3A3 Rabbit pAb

货号: B19018

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	59kDa/65kDa
实测分子量	65kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Jurkat,Mouse spleen,Mouse liver,Rat spleen
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 510-584 of human BTN3A3 (NP_008925.1).
序列	TICPIPKEVESSPDPDLVPDHSLETPLTPGLANESGEPQAEVTSLLLPAHPGAEVSPSATTNQNHKLQARTEALY

靶点信息

研究背景	
基因ID	10384
基因名	BTN3A3
Swiss	O00478

别名	BTN3A3;BTF3;BTN3.3
----	--------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn