

MAN1A2 Rabbit pAb

货号: B19020

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	73kDa
实测分子量	73kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,A-549,Mouse brain,Mouse liver
细胞定位	Golgi apparatus membrane,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-180 of human MAN1 A2 (NP_006690.1).
序列	SSKHKRFDLGLIEDVLIPHVDAGKGAKNPGVFLIHGPDEHRHREEEERLRNKIRADHEKALEEAKEKLRKSREEIRAEIQTEKN KVVQEMKIKENKPLPPVIPNLVGIRGGDPEDNDIREK

靶点信息

研究背景	
基因ID	10905
基因名	MAN1A2

Swiss	O60476
别名	MAN1A2;MAN1B

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn