

# PLCXD2 Rabbit pAb

货号: B19056

## 产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                        |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  |                                                                                                        |
| 应用    | WB IF/ICC                                                                                              |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:100                                               |
| 理论分子量 | 34kDa                                                                                                  |
| 实测分子量 | 34kDa                                                                                                  |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  |                                                                                                        |
| 细胞定位  | nucleus                                                                                                |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

## 抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-305 of human PLCXD2 (NP_001172035.1).                                                                                                                                                                                                          |
| 序列   | MLAVRKARRKLRMGTICSPNPSGTKTSSEVCNADWMASLPPHLHNLPLSNLAIPGSHDSFSYWVDEKSPVGPDQTQAIKR<br>LARISLVKKLMKKWSVTQNLTFREQLEAGIRYFDLRVSSKPGDADQEIIYFIHGLFGIKVWDGLMEIDSFLTQHPQEIIFLDFN<br>HFYAMDETHHKCLVLRIQEAFGNKLCPACSVESLTLRTLWEKNCQVLIFYHCPFYKQYPFLWPGKKIPAPWANTTSVRKLILF<br>LETTLSERASRGSFHVSQAILTPRVKTIARGLVGGLKNTLVHSNRWNSHGPSLLSQERS |

## 靶点信息

|      |                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Predicted to enable phosphoric diester hydrolase activity. Predicted to be involved in lipid catabolic process and signal transduction. Predicted to be located in nucleus. |
| 基因ID | 257068                                                                                                                                                                      |

|       |        |
|-------|--------|
| 基因名   | PLCXD2 |
| Swiss | Q0VAA5 |
| 别名    | PLCXD2 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)