

EMCN Rabbit pAb

货号: B19065

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	18kDa/26kDa/27kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,SGC-7901,Mouse brain,Rat spinal cord
细胞定位	Cell membrane,Membrane,Secreted,Single-pass type I membrane protein,Single-pass type I membrane p rotein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 19-135 of human EMCN (NP_057326.2).
序列	NSTGVLEAANNSLVVTTTKPSITTPNTESLQKNVVTPTTGTPKGTITNELLKMSLMSTATFLTskDEGLKATTTDVRKNDISI SNVTVTSVTLPNNAVSTLQSSKPKTETQSSIKT

靶点信息

研究背景	
基因ID	51705
基因名	EMCN

Swiss	Q9ULC0
别名	EMCN;EMCN2;MUC14;endomucin

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn