

G0S2 Rabbit pAb

货号: B19068

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	11kDa
实测分子量	11kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,293T
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human G0S2 (NP_056529.1).
序列	METVQELIPLAKEMMAQKRKGKMKVLYVLGSVLALFGVVLGLMETVCSPFTAARRLRDQEAAVAELQAALERQALQKQAL QEKGKQQDTVLGGRALSNRQ

靶点信息

研究背景	Promotes apoptosis by binding to BCL2, hence preventing the formation of protective BCL2-BAX heterodimers.
基因ID	50486
基因名	G0S2

Swiss	P27469
别名	G0S2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn